

	EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR
	FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	MS	ZH

**CE&DI**



**Europe**

Ansell Healthcare Europe NV  
 Blvd International, 55  
 1070 Brussels, Belgium  
 ☎ +32 2 528 74 00 📠 +32 2 528 74 01  
[www.anselleurope.com](http://www.anselleurope.com)

**United States**

Ansell Healthcare  
 200 Schulz Drive, Red Bank NJ 07701  
 ☎ +1 800 800 0444 📠 +1 800 800 0445  
[www.ansellpro.com](http://www.ansellpro.com)

**Japan**

Ansell Japan Ltd.  
 Tokyo, Japan  
 ☎ +81 3 5805 3781

**Malaysia**

Ansell Services (Asia) Sdn Bhd  
 ☎ +60 3 5541 9797

**Canada**

105 Lauder Street, Cowansville J2K 2K8  
 ☎ +1 800 363 8340

**Australia**

Ansell Limited  
 Level 3, 678 Victoria Street,  
 Richmond, Vic, 3121  
 ☎ +61 1800 337 041 📠 +61 1800 803 578  
[www.ansellasiapacific.com](http://www.ansellasiapacific.com)

**Ansell**

# ANSELLIN KERTAKÄYTTÖKÄSINEET JA VALVOTUN KÄYTTÖYMPÄRISTÖN KÄSINEET







### A. Käyttö

Tätä käyttöohjeilmoitusta on käytettävä yhdessä pakkauksessa tai pakkauksen sisällä annettujen tietojen kanssa. Nämä käsineet on suunniteltu kertakäyttökäsineiksi ja ne olisi hävitettävä säännöllisesti. Käsineet hylkivät nesteitä ja siitä syystä niitä voidaan käyttää roiskesuojana tiettyjä kemikaaleja vastaan.

Ne noudattavat soveltuvia eurooppalaisia normeja sekä EY:n direktiiviä 89/686/EEC ja sen muutoksia, ja ne on varustettu tuotemerkinnöillä jälkimmäisen vaatimusten mukaisesti. Ne ovat myös soveltuvia eurooppalaisten standardien mukaisia. Käsineet, joissa on elintarvikkeiden käsittelyyn soveltuvausta osoittava kuvasymboli, ovat myös eurooppalaisten säädösten 1935/2004 ja 2023/2006 sekä kaikkien soveltuvien kansallisten elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien säädösten mukaisia.

Varmista että käsineitä käytetään ainoastaan suunniteltuun tarkoitukseen.

Kuvasymbolien selitykset:

 <p>A B C D EN 388: 2003 Mekaanisten riskien suoja</p>	<p>A: Hankauskestävyys B: Viiltosuojaus C: Repäisylyjuus D: Pistosuojaus</p>	 <p>A B C D E F G H I J K L EN 374: 2003 Kemiallisen läpäisyn suoja &gt; 30 minuuttia seuraavia aineita vastaan:</p>	<p>A = metanoli B = asetoni C = asetonitrili D = dikloorimetaani E = hiilidisulfidi F = tolueni G = dietyyliamiini H = tetrahydrofuraani I = etyyliasetatti J = n-heptaani K = natriumhydroksidi, 40% L = rikkihappo, 96%</p>
 <p>EN 374: 2003 Suoja mikro-organismeja vastaan (AQL ≤ 1,5)</p>	 <p>EN 374: 2003 Nesteitä pitävät käsineet. Kemiallisen kestävyyyden tiedot saatavissa pyydettäessä.</p>	 <p>EN 421 Suoja radioaktiivista saastumista vastaan</p>	 <p>Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn</p>

**Varoitukset!** Symboleissa annetut tiedot tai tiedot kestävyyydestä kemikaaleja käsiteltäessä perustuvat laboratoriotesteihin ja ne ovat siksi vain neuvoa-antavia, koska ne eivät välttämättä vastaa todellista kestävyyttä työpaikalla.

EY-tyyppitarkastustodistus osoitteesta Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde.

Kun haluat lisätietoja käsineiden kestävyyydestä tai kun haluat saada kopion vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, ota yhteyttä Anselliin.

### B. Varoimenpiteet

1. Tutki ennen käyttöä, ettei käsineissä ole virheitä tai vikoja. Jos käsineet ovat repeytyneet tai niihin on tullut reikä käytön aikana, hävitä ne välittömästi. Jos epäroit, älä käytä käsineitä, vaan ota uusi pari.
2. Jos käsineitä käytetään suojelemaan kemikaaleilta, on välttämätöntä, etteivät kemikaalit kosketa ihoa, vaikka ne olisivat harmittomia. Käytä sen tähden ainoastaan käsineitä, joiden suojausindeksi on 6 tai joilla on erinomainen hajoamisarvo. Muissa tapauksissa käsineitä pitää käyttää ainoastaan roiskesuojana tai lyhyen aikaa. Varmista etteivät kemikaalit valu hihansuun kautta. Lisätietoja kemiallisesta soveltuvuudesta Ansellin tekniseltä osastolta.
3. Vältä käyttämästä käsineitä, jotka ovat likaisia sisäpuolelta – ne ärsyttävät ihoa ja aiheuttavat ihotulehduksen tai pahempaa.
4. Saastuneet käsineet tulisi puhdistaa tai pestä ennen niiden käsistä poistamista.
5. Käsineitä ei saa käyttää sovelluksissa, joissa vaaditaan lämpösuojausta.
6. Kertakäyttökäsineiden mallit, joissa käsineen pituus on alle 260 mm, ovat 'Erikoiskäyttöön sopivia käsineitä', koska ne on tarkoitettu käytettäväksi suojaamaan kättä VAIN kemikaalien roiskeilta käsiteltäessä kemikaaleja. Älä käytä käsineitä, kun suojausta tarvitaan rannekkeen alueella.
7. Käsineitä ei saa käyttää suojaksi ionisoivaa säteilyä vastaan tai käyttää suojarakennustiloissa.
8. Kaikkia elintarvikkeiden käsittelyyn tarkoitettuja käsineitä ei voida käyttää kaikkien elintarvikkeiden käsittelyyn. Joidenkin käsineiden kohdalla saattaa ilmetä voimakasta kulkeutumista tietyn tyyppisten elintarvikkeiden yhteydessä. Jotta tiedät mitkä rajoitukset ovat voimassa ja mille elintarvikkeille käsineitä voidaan käyttää, kysy neuvoja Ansellin tekniseltä osastolta tai lue Ansellin ruokien yhdenmukaisuusvakuutus.
9. Jos käsineet on merkitty, painetut pinnat eivät saa joutua kosketuksiin ruuan kanssa.

### C. Ainesosat / Vaaralliset ainesosat

Jotkut käsineet saattavat sisältää ainesosia, joiden tiedetään aiheuttavan yliherkillä henkilöillä allergioita, ja tästä syystä ne voivat aikaansaada ärsyttävän tai allergisen reaktion. Jos ilmenee allergisia reaktioita, ota yhteys lääkäriin. Lisätietoja Ansellin tekniseltä osastolta.

### D. Hoito-ohjeet

**Säilytys:** Pidä suojassa suoralta auringonvalolta; säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Pidä erossa otsonilähteistä ja avoliestikistä.

**Puhdistus:** Käsineitä ei ole tarkoitettu konepestäviksi.

### E. Hävittäminen

Käytetyt käsineet saattavat olla tarttuvia tauteja aiheuttavien tai vaarallisten materiaalien saastuttamia. Hävitä paikallisten viranomaisten sääntöjen mukaisesti. Toimita kaatopaikalle tai poltata valvotuissa olosuhteissa.